

Відповідно до Постанови КМУ  
від 11.10.2016 №710  
(зі змінами)

**Публічна закупівля Спрощена закупівля Опублікована на ЦБД з КЕП Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання ( 33124110-9 Діагностичні системи).** Публічне посилання на закупівлю: UA-2022-02-01-010396-b Закупівля на prozorro.gov.ua

<b>ОБГРУНТУВАННЯ</b>	
Технічні та якісні характеристики	<p>Комбінований тест на наркотики №6, W2006-P НК 024:2019 46994</p> <p>Комбінований тест на наркотики №6 у сечі, W2006-P (амфетамін (AMP), марихуана (THC), морфін (MOR), метамфетамін (MET), барбітурати (BAR), бензодіазепін (BZO))</p> <p>Виробник : «Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.»</p> <p>Тест-системи - призначені для виявлення наркотичних речовин та/або продуктів їх розпаду в зразках сечі людини; -мають формат тест-планшету (тест-панелі); -надаються в індивідуальній упаковці; -мають високу чутливість:</p> <p>Показники чутливості: Амфетамін – 500 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Морфін – 300 нг/мл Метамфетамін – 500 нг/мл Барбітурати – 300 нг/мл Бензодіазепін – 300 нг/мл</p> <p>Зберігання і стабільність 1.Зберігати при температурі 2°C~30 °C у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування.</p>

	<p>3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°C до 30 °C.</p> <p>4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення.</p> <p>5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури.</p> <p>6. Не заморожувати.</p> <p>Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тестова панель та зразок мають бути доведені до вказаної температури.</p> <p>Зразок для аналізу: сеча</p> <p>Надання аналогу або еквіваленту не передбачається шт</p>
Розмір бюджетного призначення	950,00 грн:
Очікувана вартість предмета закупівлі	950,00 грн: очікувана вартість розрахована за середньозваженою ціною товару